

## PRODUKTINFORMATION-WALLACE®



### LIVMODERRING

- Tillverkad av flexibel PVC
- För rengöring rekommenderas mild tvållösning
- Ringen mjuknar vid nedsänkning i varmt vatten vilket underlättar att trycka ihop den till formen av en åtta
- Endast avsedd för 6 månaders användning och bör kasseras och ersättas med ny efter denna tid
- Finns i sexton storlekar från 50 mm upp till 110 mm (ytterdiameter)
- Individuellt förpackade i påsar som är lätta att öppna
- Hygienförpackad



| Benämning    | Storlek Ø (mm) | Art nr      | Avdfp/st |
|--------------|----------------|-------------|----------|
| Livmoderring | 50             | 700/300/050 | 10       |
| Livmoderring | 53             | 700/300/053 | 10       |
| Livmoderring | 56             | 700/300/056 | 10       |
| Livmoderring | 59             | 700/300/059 | 10       |
| Livmoderring | 62             | 700/300/062 | 10       |
| Livmoderring | 65             | 700/300/065 | 10       |
| Livmoderring | 68             | 700/300/068 | 10       |
| Livmoderring | 71             | 700/300/071 | 10       |
| Livmoderring | 74             | 700/300/074 | 10       |
| Livmoderring | 77             | 700/300/077 | 10       |
| Livmoderring | 80             | 700/300/080 | 10       |
| Livmoderring | 85             | 700/300/085 | 10       |
| Livmoderring | 90             | 700/300/090 | 10       |
| Livmoderring | 95             | 700/300/095 | 10       |
| Livmoderring | 100            | 700/300/100 | 10       |
| Livmoderring | 105            | 700/300/105 | 10       |
| Livmoderring | 110            | 700/300/110 | 10       |