

## PRODUKTINFORMATION-WALLACE®



### LIVMODERRING

- Tillverkad av flexibel PVC
- För rengöring rekommenderas mild tvållösning
- Ringen mjuknar vid nedsänkning i varmt vatten vilket underlättar att trycka ihop den till formen av en åtta
- Endast avsedd för 6 månaders användning och bör kasseras och ersättas med ny efter denna tid
- Finns i sexton storlekar från 50 mm upp till 110 mm (ytterdiameter)
- Individuellt förpackade i påsar som är lätta att öppna
- Hygienförpackad



Benämning	Storlek Ø (mm)	Art nr	Avdfp/st
Livmoderring	50	700/300/050	10
Livmoderring	53	700/300/053	10
Livmoderring	56	700/300/056	10
Livmoderring	59	700/300/059	10
Livmoderring	62	700/300/062	10
Livmoderring	65	700/300/065	10
Livmoderring	68	700/300/068	10
Livmoderring	71	700/300/071	10
Livmoderring	74	700/300/074	10
Livmoderring	77	700/300/077	10
Livmoderring	80	700/300/080	10
Livmoderring	85	700/300/085	10
Livmoderring	90	700/300/090	10
Livmoderring	95	700/300/095	10
Livmoderring	100	700/300/100	10
Livmoderring	105	700/300/105	10
Livmoderring	110	700/300/110	10