




- Lågt fibersläpp
- Kostnadseffektiv
- Inga bindemedel
- Överlägsen absorption
- Naturlatexfri



Nonwovenkompresser och torkar

Mesoft kompresser och torkar är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell gasväv. Mesoft är naturlatexfri och kännetecknas av överlägsen absorptionskapacitet, mjukhet och lågt fibersläpp.

Användningsområden

Kompresser och torkar har ett brett användningsområde inom sjukvården:

- Ytterförband
- Skydd, polstring
- Sårsvätt
- Munvård
- Avtorkning

Fördelar med Mesoft

- Mesoft absorberar minst 50% mer vätska än gasväv.
- Produktionsteknologin och fiberblandningen resulterar i en mycket mjuk produkt.
- Det noggranna valet av fibrer ger betydligt mindre fibersläpp än traditionell gasväv.
- Mesoft kompresser och torkar behåller sin form även i vått tillstånd.
- Naturlatexfri.

Mesoft kompresser och torkar finns tillgängliga i ett antal storlekar, både sterila och osterila.

Kompresser 4 lagars, sterila

Art nr	Storlek	Produkt	Avd fp	Trp fp
156011	5 × 5 cm	1	10	1260
156002		2	250	6000
156040		2	100	4500
156005		5	250	4000
156065		5	100	4500
156011	7.5 × 7.5 cm	1	10	540
156102		2	250	3000
156140		2	100	3000
156105		5	250	6000
156165		5	100	3000
156311	10 × 10 cm	1	10	560
156302		2	250	2000
156340		2	100	2700
156305		5	250	3000
156365		5	100	2700
156440	10 × 20 cm	2	100	1500
156465		5	100	1500
155030	10 × 10	1	90	1800
155040	Slitskompress	2	100	2000

Torkar, sterila

Art nr	Storlek	Diam.	Produkt	Avd fp	Trp fp
156760	Small	28 mm	5	250	3000
156860	Medium	39 mm	5	130	1560
156960	Large	45 mm	5	100	1200

Kompresser, osterila 40 gr

Art nr	Storlek	Avd fp	Trp fp
156000	5 × 5 cm	250	5000
156100	7.5 × 7.5 cm	250	3750
156300	10 × 10 cm	250	2500
156400	10 × 20 cm	250	1250

Per 100 st levereras i papperspåse.

Per 250 st levereras i pappkartong.

Kompresser, osterila 30 gr

Art nr	Storlek	Avd fp	Trp fp
157000	5 × 5 mm	100	7000
157100	7.5 × 7.5 mm	100	6000
157300	10 × 10 mm	100	3600
157400	10 × 20 mm	100	2200

Torkar, osterila

Art nr	Storlek	Diam.	Avd fp	Trp fp
156700	Small	28 mm	250	3500
156800	Medium	39 mm	100	1200
156900	Large	45 mm	100	1000



Mölnlycke Health Care AB
Sverige Marknad
Box 130 80, 402 52 Göteborg
Tel: 031-722 30 00. Fax: 031-722 34 01
www.tendra.com

Tendra är varumärket som förenar våra
sårbehandlingsprodukter och service.

