

# 3-vägskranar och förlängningsslangar



## Förlängningsslangar



### Ett komplett sortiment av förlängningsslangar

Separata förlängningsslangar i 8 olika längder från 25 cm till 530 cm med hane/hona koppling

CODAN över 40 åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar att Ni får produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

# 3-vägskranar och förlängningsslangar



## Förlängningsslangar

### Sortiment

Separata förlängningsslangar i 8 olika längder; 25, 30, 90 och 120, 200, 350, 400 och 530 cm. Hane/hona luer fattning.

### Mjukt material i luer-lock kopplingen

Minimerar risken för att kopplingarna fastnar i varandra

### Materialspecifikation

Slang: PVC

Slangdimension: inner Ø: 3,0 mm, ytter Ø: 4,2 mm

### Fyllnadsvolym

714343: 24,0 ml

715421: 2,1 ml

715481: 6,3 ml

715486: 8,4 ml

### Flödes hastighet

714343: 92,65 ml/min

### Steriliseringmetod

EO

### Fyller EN standard

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
	<b>Förlängningsslang Hane/Hona</b>							
715421	Förlängningsslang 30cm NoDEHP	30	240	2880	J	N	S	TOTM
715481	Förlängningsslang 90cm NoDEHP	30	240	2880	J	N	S	TOTM
715486	Förlängningsslang 120cm NoDEHP	30	240	2880	J	N	S	TOTM
714328	Förlängningsslang 150cm NoDEHP				J	N	S	TOTM
714313	Förlängningsslang 150cm transparent		100	6300	J	N	S	TOTM
714408	Förlängningsslang 200cm transparent		100	3600	J	N	S	TOTM
714343	Förlängningsslang 350cm transparent f blodvärmare	100	400	3200	J	N	S	TOTM
714302	Förlängningsslang 400cm transparent		100		J	N	S	DEHP
714478	Förlängningsslang 530cm transparent		100		J	N	S	TOTM
714804	Förlängningsslang 350cm green line för blodvärmare	80	320		J	J	S	NEJ
	<b>För CVK</b>							
714525	Förlängningsslang för CVK 25cm	100	800	6400	J	N	S	TOTM