


Trakealtub Blue Line med Soft Seal kuff nasal/oral Murphy öga

- * Tillverkad i klar termosensitiv PVC
- * Mjuka avfasade kanter vid tubspets och Murphy eye ger minskad skada på stämband och trachealvävnad
- * Försedd med Profil Soft-seal kuff, hög volym lågtryckskuff med hög vilodiameter
- * 100% täthetstest av alla kuffar på alla tuber utförs vid produktion
- * 30 mm kuffdiameter för storlekar 7 - 9,5 mm medför att antalet lagerförda tubstorlekar kan reduceras.
- * Försedd med röntgenlinje - Blue line
- * Tydliga markeringar
- * MR-villkorlig. Vissa försikighetsåtgärder ska vidtagas.
Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.

- * Stämbandsmarkering 3 cm ovanför kuff
- * Finns i storlek 5,0 - 9,5 mm
- * Latexfri
- * Etylenoxidsteriliserad
- * Engångs



Benämning	Vårt Art nr	Enhet	Avdfp
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 5,0 mm	100/199/050	st	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 5,5 mm	100/199/055	st	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 6,0 mm	100/199/060	st	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 6,5 mm	100/199/065	st	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 7,0 mm	100/199/070	st	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 7,5 mm	100/199/075	st	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 8,0 mm	100/199/080	st	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 8,5 mm	100/199/085	st	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 9,0 mm	100/199/090	st	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 9,5 mm	100/199/095	st	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 10,0 mm	100/199/100	st	20