

Injec-Lock & Swan-Lock



Injektionsport för kontaminationsfri läkemedelstillförsel

Injec-Lock och Swan-Lock är desinficerbara, latexfria injektionsproppar som möjliggör injektion genom ett membran, samt minimerar risken för kontamination av patientens blodbana.

Injec-Lock säkerställer:

- tät anslutning
- eliminerar risken för luftemboli
- inget läckage
- fungerar som tätningspropp

Använd Swan-Lock för säker blodprovstagning och tillförsel av läkemedel. Anslut bara en spruta till membranet. Dokumenterat kompatibel med cytostatika, lipider och alkoholer. Kan användas i MR-miljö.

CODAN över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

Injec-Lock & Swan-Lock

Materialspecifikation - Injec-Lock

Material: ABS

Injektionsport: Silikon

Punktionsyta: 14 mm²

Punktionstålighet: Maximalt 20 stick med 0,9 mm kanyl

Förpackning: Peel-pack

Minimal död volym: 0,067 ml - garanterar liten läkemedelsförlust

Stor punktionsyta och säkert fingergrepp - underlättar punktion

Materialspecifikation - Swan-Lock

Hus: Lipidresistent Polykarbonat

Membran: Silikon

Priming volym: 0,09 ml

Negativ flödesreduktion: 0,02 ml

Flödesreduktion: >16%

Membranet kan aktiveras 100 gånger inom 72 timmar


Steriliseringsmetod

ETO

EN standarder

Fyller EN standarder

Märkning EN 980, Luer 20594:1

CODAN Medizinische  0123

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Miljö dekl.	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.
165200	Injec -Lock Injec-lock injektionspropp	04:313	250	4000	
165267	Swan-Lock Swan-Lock	04:314	250	4000	