

Kryorör 1,5 och 2 mL



1,5 ml utan fot



2 ml med fot

- Kryorör, koniskt med eller utan fot och med eller utan skruvlock med O-ring
- För transport, förvaring och provhantering
- Rör och lock tillverkade i högkvalitativ polypropylen (PP)
- Autoklaverbara vid 121°C
- Med räfflor som möjliggör enhandsfattning i kombination med Sarstedts ställ för kryorör
- Rör med gradering: från 0,25 ml till 1,25 ml i steg om 0,25 ml
- På sterila rör är locken monterade på rören

| Artikelnr | Benämning | Inner/ytterfp (st) |
|------------|--|--------------------|
| 72.692.005 | Kryorör 1,5 mL, sterilt, med locken monterade, utan fot | 100/1000 |
| 72.609 | Kryorör 2 mL, utan lock , med fot | 500/5000 |
| 72.693.005 | Kryorör 2 mL, sterilt, med locken monterade, utan fot | 100/1000 |
| 72.694.006 | Kryorör 2 mL, med skrivyta och gradering, sterilt, med locken monterade, med fot | 100/1000 |