

PRODUKTINFORMATION-PORTEX® SACETT® TRAKEALTUB



PORTEX® SACETT® TRAKEALTUB MED MÖJLIGHET FÖR SUGNING OVAN KUFF

- För användning när VAP prevention önskas
- Tillverkad i klar värmekänsligt PVC
- Patenterad inverterad Soft Seal® kuff som ger en effektiv tätning och gör att sekret stannar ovanför kuffen, kan sugas bort och elimineras via sugkanalen.
- Sugkanalens storlek, öppning och placering underlättar evakueringen av sekretet ovan kuff
- Gul sugkanal underlättar identifiering vid användning
- Mjukt avrundat Murphy eye och tubspets
- Tydlig stämbandsmarkering 3 cm ovanför kuff
- Försedd med röntgenlinje - Blue line
- Pilotballongen är försedd med information om storlek och kuffens vilodiameter
- 15 mm ISO standard konnektor

- » CE märkt
- » Material PVC, DEHP
- » Steriliseringsmetod EO
- » Engångsmodell
- » Innehåller ej Latex
- » MR Kompatibel *

Benämning	Vårt Art nr	Enhet	Avdfp	Trpf
SACETT Trakeal tub, SoftSeal kuff strl. 6,0	100/189/060	st	10	10
SACETT Trakeal tub, SoftSeal kuff strl. 6,5	100/189/065	st	10	10
SACETT Trakeal tub, SoftSeal kuff strl. 7,0	100/189/070	st	10	10
SACETT Trakeal tub, SoftSeal kuff strl. 7,5	100/189/075	st	10	10
SACETT Trakeal tub, SoftSeal kuff strl. 8,0	100/189/080	st	10	10
SACETT Trakeal tub, SoftSeal kuff strl. 8,5	100/189/085	st	10	10
SACETT Trakeal tub, SoftSeal kuff strl. 9,0	100/189/090	st	10	10

- Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.

PORTEX®

Smiths Medical Sverige AB
Box 1143, 164 22 Kista
Tel. 08- 594 772 50
Fax. 08-594 772 69
www.smiths-medical.com

Vid frågor kontakta er
lokala säljrepresentant

Smiths Medical is part of the global technology business Smiths Group plc. Product(s) described may not be licensed or available for sale in all countries. The Smiths Medical design mark is a trademark of Smiths Medical. The symbol © indicates the trademark is registered in the U.S. Patent and Trademark Office and certain other countries. ©2012 Smiths Medical. All rights reserved. 20121005SV-0001

smiths medical