

Clario Deluxe

Art nr 014.0212

Pumpen kan drivas med nätspänning, 12 V eller via inbyggt batteri. Den väger endast 2 kg. Fungerar utmärkt för att suga rent i luftvägarna. Det unika hygieniska utförandet, med överströmningsskydd, säkerhetskammare och doserat membransystem ökar hygienen vilket är detsamma som ökad säkerhet för användaren. Bakterier kan omöjligt tränga in till insidan.

Levereras komplett med 2 flaskset samt väska.

- Överströmningsskyddet i behållaren förhindrar att det rinner över
- Säkerhetskammaren samlar upp allt sekret och kan diskas i diskmaskin
- Slutet membransystem som förhindrar sekret att tränga in i pumpen

- Enkel att använda
- Vakuumregulator med 3 inställningar

- Max. flöde: 15 l/min
- Förinställda vakuumnivåer:
 - 125 mmHg/ -17 kPa
 - 250 mmHg/ -33 kPa
 - 550 mmHg/ -73 kPa

Garanti: 2 år

