

Tubförband > Tubförband stöd 4214



Används som stödförband eller för fixering av kompresser.
Tubformat förband med stödjande effekt. Används dubbelvikt för maximal funktion. Går utmärkt att klippa i. Figurmarkering på dispenserkartongen gör det lätt att klippa till rätt storlek. Kan tvättas i 60 grader C.

Materialspecifikation

90% bomull, 10% polyuretan

Färg

Beige

Steriliseringsbar:

Etylenoxid eller ånga 121°

Förpackning

Innerförpackning Dispenser

Ytterförpackning: Kartong FEFCO II 23

MDD 93/42/EEC amended by 2007/47/EC

Produkterna uppfyller standards: EN ISO 13485:2012, EN ISO 9001:2008, EN 980:2008, ISO 15223-1:2012, EN 1041:2008, EN ISO 11737-1:2009,

EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-1:2009, BP XX H-F:2012



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
4214-001	Tubförband stöd A 10mx4,2cm	1	8	N	N	OS	
4214-002	Tubförband stöd B 10mx6,25cm	1	6	N	N	OS	
4214-003	Tubförband stöd C 10mx6,75cm	1	20	N	N	OS	
4214-004	Tubförband stöd D 10mx7,5cm	1	20	N	N	OS	
4214-005	Tubförband stöd E 10mx8,75cm	1	16	N	N	OS	
4214-006	Tubförband stöd F 10mx10cm	1	20	N	N	OS	
4214-007	Tubförband stöd G 10mx12cm	1	12	N	N	OS	
4214-008	Tubförband stöd J 10mx17,5cm	1	8	N	N	OS	
4214-009	Tubförband stöd K 10mx21,5cm	1	10	N	N	OS	
4214-010	Tubförband stöd L 10mx32,5cm	1	4	N	N	OS	
4214-011	Tubförband stöd M 10mx37,5cm	1	4	N	N	OS	

Produktbladsnr 2703

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2020-11-27 12:07