

Autoklavtejp

Autoklavtejp med indikator för ångsterilisering.
Klass 1 processindikator för utskrift.
Ändrar färgen: grönt -> mörkt brun / svart.
Mycket bra häftförmåga.



Art.nr.	Färg	Storlek	Förp.
WI-ITS12G	vit / grön	12 mm x 50 m	1/72
WI-ITS19G	vit / grön	19 mm x 50 m	1/48
WI-ITS19GL *	vit / grön	19 mm x 50 m	1/48
WI-ITS25G	vit / grön	25 mm x 50 m	1/36
WI-ITS25L *	vit / grön	25 mm x 50 m	1/36
WI-JTB19SG	blå / grön	19 mm x 50 m	1/48
WI-JTB25SG	blå / grön	25 mm x 50 m	1/36

* latexfri

Tejp med indikator.
Användningsområden exempelvis metall, glas, papper
och olika plaster.
Ändrar färgen: grönt till brunt. Rekommenderas att
användas inom 2 år från tillverkningsdatum.



Art.nr.	Storlek	Steriliseringstyp	Förp.
WI-ITH19	19 mm x 50 m	torrvärme	1 / 48
WI-ITE19	19 mm x 50 m	ETO	1/ 48
WI-ITP25	25 mm x 25 m	väteperoxid	1/ 45

Autoklavtejp utan indikator för ETO-sterilisering.
Transportförpackningar bör hållas borta från fukt
och ljus.



Art.nr.	Färg	Storlek	Förp.
WI-ITN19	natur	19 mm x 50 m	1/48
WI-ITN25	natur	25 mm x 50 m	1/ 36
WI-JTB19N	blå	19 mm x 50 m	1/ 48
WI-JTB25N	blå	25 mm x 50 m	1/ 36

Autoklavtejp med indikator för väteperoxidsterilisering.
Ändrar färgen blå till rosa. Transportförpackningar bör
hållas borta från fukt och ljus.

Art.nr	Storlek	Förp.
WI-ITP25	25 mm x 25 m	1/ 45

Hållare för autoklavtejp

Art.nr	Passar till	Förp.
WI-TDS25	25 mm	1

WIPAK

