

## Yttermanschett standard, blå

Yttermanschetten av dubbelt nylontyg är extra förstärkt genom att kardborre-fleecen täcker hela innerblåsan (*bullar upp sig mindre och kräver färre pumpstag*). Yttermanschetten är tvättbar i 60 grader och är försedd med storleksindikering som anger när man ska välja större eller mindre manschett.



Storleken anger innerblåsans mått. Blå manschett har artikelnummer med slutsiffra 0. För blå manschett med iläggsskiva anges slutsiffra 2 ( ex. 107-0602 ).

**Yttermanschett 3x10                      Art.nr: 107-0100**

Yttermått 5x21 cm, för innerblåsa 3x10 cm, armomfång 4-10 cm. För barn 0-1 år

**Yttermanschett 3x20                      Art.nr: 107-1100**

Yttermått 5x30 cm, för innerblåsa 3x20 cm, armomfång 4-20 cm. För barn 0-3 år

**Yttermanschett 6x20                      Art.nr: 107-0200**

Yttermått 8x33 cm, för innerblåsa 6x20 cm, armomfång 10-20 cm. För barn 1-4 år

**Yttermanschett 9x28                      Art.nr: 107-0300**

Yttermått 11x41 cm, för innerblåsa 9x28 cm, armomfång 17-28 cm. För barn och ungdom

**Yttermanschett 12x35                      Art.nr: 107-0400**

Yttermått 14x52 cm, för innerblåsa 12x35 cm, armomfång 25-35 cm. För vuxen normal arm  
(Se bild)

**Yttermanschett 15x43                      Art.nr: 107-0500**

Yttermått 17x66 cm, för innerblåsa 15x43 cm, armomfång 32-43 cm. För vuxen kraftig arm

**Yttermanschett 18x52                      Art.nr: 107-0600**

Yttermått 20x78 cm, för innerblåsa 18x52 cm, omfång 38-52 cm. För vuxen lårben

**Yttermanschett 18x60                      Art.nr: 107-1600**

Yttermått 20x88 cm, för innerblåsa 18x60 cm, omfång 38-60 cm. För vuxen lårben