

# PRODUKTBLAD

## Öronpinne av metall med bomullstopp

0,9x150 mm

### Produktbeskrivning

Avsedd att användas vid applikation av medikamenter i öron-näsa-hals-regionen, samt vid behandling av sår i samma region.

Engångsprodukt för användning i max 60 minuter.

### Mått

Pinne av metall, 0,9x 150 mm, beklädd med bomull i ena änden, 2,2-2,7 mm.

**CE-märkt** enligt MDD (Directive 93/42/EEC), klass I.  
Steril pinne: klass Is



OneMed artikelnummer	Leverantör Artikelnummer	Material i pinnen	Renhet	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
101300	18-1183	Aluminium	Osteril	100	10 000
1035551	69-1188	Rostfritt stål	Steril	5-pack x 100	5 000
232484	20-1192	Rostfritt stål	Osteril	100	10 000