

# Bäcken

Vi tillverkar ett stort sortiment av produkter för olika vårdmiljöer.  
Våra produkter är CE-godkända och tillverkade av rostfritt material  
18/10.



## BÄCKEN MED BANDHANDTAG

---

### Beskrivning

Bäcken med bandhandtag

Artikel Nr.	Modell
531001	235 x 70 mm
531002	300 x 80 mm



## BÄCKEN MED BANDHANDTAG (CYL.)

---

### Beskrivning

Cylindriskt bäcken med bandhandtag

Artikel Nr.	Modell
531202	300 x 95 mm



## KNOPPLOCK

---

### Beskrivning

Knopplock till bäcken

Lock 185 mm till bäcken 531001

Lock 235 mm till bäcken 531002/531202

Artikel Nr.	Modell
531501	185 mm
531502	235 mm



## KROKLOCK

---

### Beskrivning

Kroklock till bäcken

Lock 185 mm till bäcken 531001

Lock 235 mm till bäcken 531002/531202

Artikel Nr.	Modell
531601	185 mm
531602	235 mm



## BÄCKENINSATS

---

### Beskrivning

Insats till bäcken

Artikel Nr.	Modell
531401	270 x 85 mm



## PLACENTABÄCKEN UTAN HANDTAG

---

### Beskrivning

Placentabäcken utan handtag

Artikel Nr.	Modell
359929	350 x 290 x 90 mm



## PLACENTABÄCKEN MED HANDTAG

---

### Beskrivning

Placentabäcken med handtag

Artikel Nr.	Modell
359914	350 x 290 x 90 mm



## LOCK TILL PLACENTABÄCKEN

---

**Beskrivning**

Lock till placentabäcken 359914 och 359929

Artikel Nr.	Modell
359930	295 x 16 mm



**FRAKTURBÄCKEN**

---

**Beskrivning**

Frakturbäcken

Artikel Nr.	Modell
359904	360 x 255 x 75 mm



**LOCK TILL FRAKTURBÄCKEN**

---

**Beskrivning**

Lock till frakturbäcken 359904

Artikel Nr.	Modell
359931	250 x 180 mm

