

Lock till Bred medicinbägare



Vår breda medicinbägare, 30 ml, är en klass 1 M produkt och tillverkas i enlighet med den medicintekniska förordningen 93/42/EEG. Medicinbägaren används både för flytande medicin och medicin i tablettform. Produkten är testad för att uppfylla alla krav enligt förordningen. Vi har även kompletterande produkter till breda medicinbägaren såsom medicinbricka, tablettkross, tablettdelare och dispenser.

Locket skyddar innehållet i medicinbägaren, tillverkas i PE och går att skriva på.

INFORMATION

Förpackning :

Lock ø 47 mm
2000 per förpackning

Bred medicinbägare:

2000 st per förpackning
40 påsar per förpackning
50 medicinbägare per påse

Diameter: 47 mm
Höjd: 32 mm
Volym: 30 ml

ART.NO.

FÄRG

EAN

Lock

10314 Vitt lock 7340077901279

Bägare

10300 Transparent 7340077901217

10301 Gul 7340077901224

10302 Blå 7340077901231

10303 Röd 7340077901248

10304 Grön 7340077901262



For better care!

HpmTM

Hammarplast Medical AB
Box 2069, SE-531 02
Lidköping, Sweden
Tel: +46 (0)510 618 80
info@hpm.se
www.hpm.se