

Spottkoppar/bägare

Vi tillverkar ett stort sortiment av produkter för olika vårdmiljöer.

Våra produkter är CE-godkända och tillverkade av rostfritt material 18/10



SPOTTKOPP UTAN LOCK

Beskrivning
Spottkopp utan lock

Artikel Nr.	Modell
543001	85x85 mm



SPOTTKOPP MED LOCK

Beskrivning
Spottkopp med knopplock

Artikel Nr.	Modell
543101	85x85 mm



SPOTTKOPP MED GÅNGJÄRNSLOCK

Beskrivning
Spottkopp med gångjärnslock

Artikel Nr.	Modell
543201	85x85 mm



MEDICINBÄGARE

Beskrivning
Graderade medicinbägare

Artikel Nr.	Modell
541001	50x25 mm - 0,03 L
541002	45x35 mm - 0,03 L
541003	55x50 mm - 0,05 L



BÄGARE

Beskrivning
Bägare (ej graderade)

Artikel Nr.	Modell
542001	85x80 mm - 0,2 L
542002	95x85 mm - 0,3 L
542003	60x50 mm - 0,075 L
542004	50x45 mm - 0,04 L
542005	70x45 mm - 0,12 L

