

# Medicinbägare, bred transparent

Vår breda medicinbägare, 30 ml, är en klass 1 M produkt och tillverkas i enlighet med den medicintekniska förordningen 93/42/EEG. Medicinkoppen används både för flytande medicin och medicin i tablettform. Produkten är testad för att uppfylla alla krav enligt förordningen. Vi har även kompletterande produkter till breda medicinbägaren såsom medicinbricka, tablettkross, tablettdelare och dispenser.

Vår medicinbägare är en del av ett medicineringsystem där en färg representerar ett doseringstillfälle.

Transparent	= Frukost
Gul	= Lunch
Blå	= Middag
Röd	= Kväll
Grön	= Extra dos

Skyddande lock som går att skriva på finns som tillbehör till bred medicinbägare

Diameter:	42 mm
Höjd:	42 mm
Volym:	30 ml
Färg:	Transparent
Artikelnr:	10300
Förpackning:	stapel/kartong: 50/2 000

