

Safeguard® med skrivvyta

Identitetsband med
tejplåsning och skrivvyta



Användningsområde

Safeguard® identitetsband med skrivvyta är avsett att användas för identifiering av större barn, ungdomar och vuxna.

Bandlåsning

Bandlåsning görs med hjälp av självhäftande tejp.

Överföring av patientdata

Överföringen av patientdata görs manuellt direkt på bandets skrivvyta.

Material

Safeguard® är tillverkat av polyeten.


Bandet är lätt, starkt, har hög draghållfasthet och de väl avrundade kanter gör det bekvämt att bära.

Banden är PVC-fria, ftalatfria samt latexfria.

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Art nr	Beskrivning	Patientgrupp/storlek	Mått skrivvyta mm	Avd förp	Trpt förp
825-11-PDJ	Safeguard®, vit	Större barn, ungdomar	60 x 22	250 st	25 x 250 st
825-13-PDJ	Safeguard®, blå	Större barn, ungdomar	60 x 22	250 st	25 x 250 st
845-11-PDJ	Safeguard®, vit	Vuxna	89 x 22	250 st	25 x 250 st
845-13-PDJ	Safeguard®, blå	Vuxna	89 x 22	250 st	25 x 250 st
845-16-PDJ	Safeguard®, röd	Vuxna	89 x 22	250 st	25 x 250 st

Safeguard® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke