



PRODUKTFAKTABLAD

Supersäck 125 liter röd

Art nr: 893201

Produktbeskrivning: Röd 125 liters sopsäck av LLDPE. Stl 75 x 115 cm, 32 my. Kvaliteten och plastens egenskaper ger säcken en styrka som motsvarar en betydligt tjockare traditionell sopsäck. Lämplig för blandat avfall. Rullens bredd 19 cm.

Antal säckar/rl: 25

Antal rl/kart: 6

Antal kart/pall: 63

Symboler:



Produktfakta:

Utförande: Supersäck 125 liter röd
Längd: 115 cm
Bredd: 75 cm
Tjocklek: 32 my
Färg: Röd
Material: Prima råvara (Virgin) LLDPE

Testnorm: Livsmedelgodkänd enligt EU-direktiv 1935/2004/EU

Ytteremballage: Wellkartong

Destruktion av vara: Kan kastas bland hushållssoporna eller lämnas på kommunala återvinningscentralen för energi eller materialåtervinning.

Destruktion av emb: Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen för energi eller materialåtervinning.

Datum: 2014-06-04

