

# CELLCOMB HEALTHCARE

Celltunn Underlägg –  
Provtagningsunderlägg med  
spärrskikt

## UNDERLÄGG

Celltunn är ett enkelt men praktiskt underlägg som används främst vid provtagning t ex blodprov. Celltunn har dock flera användningsområden där mängden vätska är begränsad, såsom dentalservett inom tandvården eller blöjbytesunderlägg på barnavdelningen.

## PRODUKTBeskrivning

Celltunn Underlägg består av ett absorptionsskikt i blekt tissue och ett



spärrskikt av polyetenfilm som stoppar läckage till underlaget. Den ena produkten levereras i avdelningspåsar om 100 styck, så att man enkelt kan flytta ett mindre antal Celltunn till den avdelning där det behövs. Alla Cellcombs produkter är CE-märkta enligt klass 1 för medicintekniska produkter. Produkterna levereras packade i kartong.

| Artikelnummer | Beskrivning        | Mått (cm) | Antal/förp.              | Absorptionsskikt         | Spärrskikt                       |
|---------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 100004        | Celltunn Underlägg | 30x40     | 100st/påse<br>2000st/trp | Blekt tissue 26,5<br>gsm | Blåinfärgad PE-<br>film 14 $\mu$ |
| 100005        | Celltunn Underlägg | 30x40     | 2000st/trp               | Blekt tissue 26,5<br>gsm | Blåinfärgad PE-<br>film 14 $\mu$ |

