



742100

## Tork Mjuk Tvättilapp

Förbättra patientvården med den starka och mjuka Tork Mjuk Tvättilapp som passar perfekt när man tvättar patienten med vatten och en mild tvål.

- Säkerställer god hygien genom att du endast rör den duk du använder
- Utmatning av ett ark i taget minskar förbrukningen och ger förbättrad hygien

742100

# Tork Mjuk Tvättilapp

Produktdata

System

Färg

Vit

## Miljömärkningar/Fördelar



## Leveransdata

	Konsument-förpackning	Transport-förpackning	Pall
EAN	7310791047386	7310791047379	7322540008432
Förpacknings-material	Box	Carton	
Antal	135	1080	32400
Bruttovikt	649.3 g	5.6 kg	169.35 kg
Höjd	154 mm	315 mm	1725 mm
Längd	180 mm	414 mm	1200 mm
Bredd	202 mm	370 mm	800 mm
Nettovikt	544.3 g	4.4 kg	130.64 kg
Volym	5.6 dm <sup>3</sup>	48.25 dm <sup>3</sup>	1.45 m <sup>3</sup>