



# Comfort hygienmadrass

## En prisvärd madrass.

Comfort hygienmadrass är en homogen kallskumsmadrass, som erbjuder en fast kärna.

Comfort hygienmadrass främsta egenskaper är att erbjuda en prisvärd basmadrass till brukare/patientkategorier med kortare liggtider eller där en fastare madrass är önskvärd.

Comfort hygienmadrass håller samma höga hygieniska standard som Järven Health Cares övriga sortiment genom sitt unika ytskikt Lentex.


# Comfort hygienmadrass

Ett prisvärt alternativ

Madrass	Stor intrycks-kropp 300 N	Stor intrycks-kropp 600 N	Liten intrycks-kropp 40 N	Fakta tryckmätning
Soft Euroflex	28,9	61,1	52,1	För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har Swerea IVF utvecklat intrycks-kroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intrycks-kroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i ett förslag till svensk standard med beteckningen SS 876 00 13
Waterlily	30,1	55,9	56,4	
Solid	30,6	46,8	53,7	
Exclusive	35,9	53,0	59,2	
Soft Comfort	37,5	53,6	60,5	
<b>Comfort</b>	<b>41,9</b>	<b>54,5</b>	<b>64,5</b>	

• Lågt värde ger lågt tryck mot kroppen, alla värden i mm Hg  
• För tunga brukare är det särskilt viktigt att trycket under "stor intrycks-kropp, 600 N" är så lågt som möjligt

Kontakta gärna Järven Health Care eller Swerea/IVF för mer information om testmetoden



## Comfort hygienmadrass fakta

**Comfort hygienmadrass** är en homogen madrass med en kallskumskärna med volymvikt 35 kg/m<sup>3</sup>.

**Comfort hygienmadrass** är laminerad med vårt unika vätskeavvisande ytskikt Lentex. Lentex bidrar till att Comfort hygienmadrass har utmärkta hygieniska egenskaper. Den vita färgen hjälper dig att tidigt upptäcka föroreningar på madrassens yta, en extra hjälp för en bättre hygien.

**Comfort hygienmadrass** är lämplig som basmadrass till brukare/patientkategorier med kortare liggtid eller som behöver en fastare madrass.

Artikelnr	Standardstorlekar
5400	190-205 x 80 x 10 cm
5401	190-205 x 85 x 10 cm
5402	190-205 x 90 x 10 cm

Vänligen ange längd vid beställning.  
Om andra mått önskas ange detta vid beställning.  
CE Märkt. Freonfri.

**Garanti:** 1 år på utmattning av madrasskärnans B värde enligt SS 876 00 11.  
5 år på ytskiktet Lentex vidhäftning.

### Datummärkning

Järvens madrasser tillverkas efter din beställning och är märkta med tillverkningsår/vecka samt ordernummer. Detta är stämplat på madrassens ena kortsida.

### PRISMA – Din madrassguide i vården

Det är vår förhoppning att du med utgångspunkt från *PRISMA – Din madrassguide i vården* ska kunna välja rätt madrass. För ytterligare information om PRISMA vänligen kontakta oss.

## PRISMA Din madrassguide i vården KOMFORT



### HYGIEN



### HÅLLBARHET



### BRUKARVIKT



### MILJÖPÅVERKAN



### BRANDKRAV



**Järven Health Care**

Bromsvägen 3 • SE-891 60 Örnsköldsvik, SWEDEN  
Telefon/Telephone: +46(0)660-22 28 50 • Telefax: +46(0)660-824 10  
Internet: www.jarven.se • E-mail: healthcare@jarven.se