

Lifetime K-Moppstativ



Art.Nr	Storlek	Fp
603-0229	23 cm	10
603-0230	40 cm	10
603-0231	60 cm	10
603-0232	90 cm	10

Produktbeskrivning

Stativet är tillverkat i eloxerad aluminium med helt slät ovansida. Kardborren är monterad i skenor på undersidan och kan därmed lätt bytas när den blir sliten. Ändskydden kan bytas vid behov.

Material

Eloxerad aluminium

Tvättråd

Avtorkas med fuktig microduk

Registreringar

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification, A3CERT-nummer: 465

För mer information kontakta Konsumentkemi.



www.konsumentkemi.se info@konsumentkemi.se

