

Product Data Sheet

Förrådsback/lagerlåda 20L

REF 6730

Tryckt: 19.6.2013

REF	Storlek		
Röd 6730.000.800 Blå 6730.000.400	20 Liter		
Material:		Polypropylen	
Egenskaper:		Slitstark lagerlåda tillverkad i polypropylen. För enkel inredning på lager och kontor. Mått: 470x305x184 mm	
Steril produkt:		Nej	
Hållbarhetstid:		-	
MBA/st:		1 st	
Avdelningsförpackning/st:		1 st	
Transportlåda/st:		6 st	