

Product Data Sheet


Förrådsback/lagerlåda 3L

REF

6732.000.800/1989467

Version: 29.04.2013, rev.1

Tryckt: 22.7.2013

REF	Storlek	
6732.000.800/1989467	22,5x15x13cm 3L	
Material:	Polypropylen, blå plast.	
Egenskaper:	Slitstark lagerlåda tillverkad i polypropylen. För enkel inredning på lager och kontor.	
Steril produkt:	Nej	
Hållbarhetstid:		
MBA/st:	1	
Avdelningsförpackning/st:	1	
Transportlåda/st:		