

**DAR™ Guedel svalgtub**  
steril & färdig för användning

**EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:**

- Bitblock för oral intubation.
- Anatomisk form.
- Färgkodad.

**BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG:**

REF	Storlek	Längd (mm)*	Färgkod
Steril			
287/7839	000	30	Rosa
287/7838	00	40	Orange
287/7636	0	50	Blå
287/7635	1	60	Violett
287/7634	2	70	Vit
287/7633	3	80	Grön
287/7632	4	90	Gul
287/7631	5	100	Röd
287/7843	6	110	Ljusgrön
Hygienpackad			
287P7839SP	000	30	Rosa
287P7838SP	00	40	Orange
287P7636SP	0	50	Blå
287P7635SP	1	60	Violett
287P7634SP	2	70	Vit
287P7633SP	3	80	Grön
287P7632SP	4	90	Gul
287P7631SP	5	100	Röd
287P7843SP	6	110	Ljusgrön

\* Mätt axiellt från undersidan av proximaländen till mitten på den distala öppningen..

Antal per förpackning: 10,  
Separatförpackade och färdiga att använda

**DAR™ Guedel svalgtub**  
återsteriliserbar

**EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:**

- Ogenomskinligt mjukt Latexfritt material.
- Bitblock för oral intubation.
- Anatomisk form.
- Färdig för användning.
- Färgkodade

**BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG:**

REF	Storlek	Längd (mm)*	Färgkod
287/25000	000	30	Rosa
287/25001	00	40	Orange
287/25002	0	50	Blå
287/25003	1	60	Violett
287/25004	2	70	Vit
287/25005	3	80	Grön
287/25006	4	90	Gul
287/25007	5	100	Röd
287/25008	6	110	Ljusgrön

\* Mätt axiellt från undersidan av proximaländen till mitten på den distala öppningen.

Antal per förpackning: 10,  
Separatförpackade och färdiga att använda

