

Product Data Sheet


Förrådsback/Plastback 55L

REF

6700.100.400/1989285

Version: 29.04.2013, rev.1

Tryckt: 22.7.2013

REF	Storlek	
6700.100.400/1989285	60x40x28,5cm Blå 55 L	
Material:		
Egenskaper:		55 liter. En riktigt storsäljande transportback i plast. Slitstark och godkänd för livsmedel. Pallanpassad för transport och förvaring. Avrundade hörn för enkel rengöring. Kan kombineras med skjutlock och vagn med lättrullande hjul. Finns i flera färger för omgående leverans! Vi kan även erbjuda prägling/ tryck.
Steril produkt:		Nej
Hållbarhetstid:		
MBA/st:		1
Avdelningsförpackning/st:		1
Transportlåda/st:		