

Doseringspump 1 Grön 2 ml,

2 ml

62526004

Doseringspump

Doseringspump för 1-litersflaska. Ger exakt dosering för ekonomisk och miljöriktig användning av rengöringsprodukter.

- Till 1-litersflaska
- Exakt dosering
- Återanvändningsbar

Användning

Till 0,5 och 1 liter flaskor med 28 mm gänga. 2 ml.
Passar för produkter med pH mellan 4 - 10.

Metod

Ett fullt tryck ger rätt dosering.

Dosering

Grön, doserar 2 ml/tryck



Allmänt	Teknisk data	Leveransinformation
Artikelnummer 62526004		EAN13 7319515260049
Förpackning 2 ml		Enhet/kartong 420
Varumärke Nordex		Enhet/pall 5040
Ursprungsland Storbritannien		Minsta lev. enhet 12
		Vikt/enhet 22 g
		Mått/enhet 310x65x30 mm

Produkten endast avsedd för professionellt bruk. Säkerhetsdatablad finns att tillgå på www.nordexia.com