

CELLCOMFORT EXTRA

Operationslakan
Bäddskydd
Britsskydd
med spärrskikt



- Bredare, längre och tjockare – kudden får plats under den större storleken
- Mjukt, starkt och prasselfritt material som klarar förflyttning av patient >200 kg
- Hygieniskt alternativ till textilier och britsskydd av papper, håller britsen fräsch och underlättar vid rengöring
- Väl tilltagen storlek, lätt att drapera
- Smidig och hygienisk förpackning, i kartong med innerpåse, minskar tunga lyft och tar liten plats i förrådet
- Fritt från latex och superabsorbenter vilket skapar förutsättningar för färre trycksår och är ett bättre alternativ för miljön
- Uppfyller kraven på fibersläpp enligt SS-EN 13795
- CE-märkt enligt klass 1 för medicintekniska produkter
- Tillverkat i Sverige av >25% förnyelsebar råvara

Artikelnr	Benämning	Mått (cm)	Antal/Kart	Absorptions/Spärrskikt
193001	Cellcomfort Extra Brits/Bäddskydd/Op-lakan med spärrskikt	90x160	60	Viskosbaserad nonwoven/PE-film
193002	Cellcomfort Extra Brits/Bäddskydd/Op-lakan med spärrskikt	90x240	50	Viskosbaserad nonwoven/PE-film

TIPS PÅ ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Operation/Dagkirurgi
- Mottagningar
- Skydd för färdigbäddad säng