

DAM KÆRGAARD

Kateterklämma plast



Produkt data

Artikelnummer: 741000

Beskrivning: Kateterklemme, blå snäpplås autoklaverbar

Material: POM – Polyoxymethylene

Sterilisering Ikke steriliseret

Hållbarhet: 5 år

Lagring: torrt, 5-25° C

Packning: 200 stk./låda, 2.400 stk./karton

Producent: H. Dam Kærgaard A/S, Danmark

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

April 2020/ MAF