

HEGU®

Leading manufacturer of
acupuncture needles
In Scandinavia



HEGU STANDARD 0,30x30mm, guldnål, 1-pack blister - 100 nålar/ask

Beskrivning:

Kinesisk guldpläterad nål av mycket hög kvalité anpassad till våra krav.

Handtag utformat för att passa europeiska terapeuter.

Nålspets och polering enligt svenska sjukgymnasters/akupunktörers önskemål.

Virat skaft av guldpläterad koppar, för bästa elektriska ledningsförmåga.

Tillverkad av rostfritt kirurgiskt specialhärdat fjäderstål.

Nålar utan hylsa förpackade i 1-pack blister.

100 nålar/ask

Hållbarhetstid 5 år efter tillverkning.

Artikelnr: STD30030G

