



Flaska plast m skruvlock

1000ml PE vit m vitt lock

Lev art nr/REF: 77.599

Leverantör: Sarstedt AB

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.	Storlek
77.599	77.599	1000ml

Produktbeskrivning

- Tillverkning i renrumsmiljö.
- Locket monteras omedelbart efter tillverkningen, vilket förhindrar felaktiga analysvarde.
- Flaskan arfargad med pigment utan tillsats av Tungmetaller.
- Tillverkade av polyetylen (PE) med tatts lutande lock.
- AVDFP 126 st.