

# CELLCOMB HEALTHCARE

Cellcomb Healthcares trådförstärkta bäddskydd av returfiber är miljövänliga alternativ till textilier.

## CELLTRÅD LAKANSSKYDD

Våra engångsbäddskydd är avsedda att användas i säng som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage föreligger. Celltråd Lakansskydd kan bäddas såväl tvärs över sängen som längs med, för att ge ett effektivt skydd åt madrassen. Längden är tilltagen för att skyddet ska kunna stoppas in ordentligt under madrassen och därmed ligga väl på plats även när patienten rör sig. Modern teknik i kombination med högklassiga material gör att vi kan tillverka mjuka och bekväma produkter med högsta komfort.

## PRODUKTBESKRIVNING

Det aktuella bäddskyddet består av ett absorptionsskikt av två lager returfiberbaserad tissue som suger upp vätska, ett spärrskikt av polyetenfilm som stoppar läckage till underlaget och spärrkanter av vax längs långsidorna, som



förhindrar läckage i sidled. Skyddet är förstärkt med polypropentråd. Tack vare den täta trådförstärkningen är lakanet i torrt tillstånd så starkt att man kan lyfta en vuxen person i det. Genom att samla ihop hela produkten i händerna från lakanets kortsida och hålla ett stadigt tag, lyfter man i det.

Det aktuella lakanet är enkelt men effektivt och lämpar sig mycket väl när mängden vätska är begränsad. Det är ett neutralt skyddslakan som passar för användning som sittskydd, bäddskydd, mm. Produkterna levereras packade i kartong.

## STANDARDER

Alla Cellcombs produkter är CE-märkta enligt klass 1 för medicintekniska produkter. Inga av våra produkter innehåller PVC, latex eller ftalater.

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (cm)	Antal/förp.	Absorptionsskikt	Spärrskikt
300007	Celltråd Lakansskydd	85x240	60	Två lager 24 gsm blekt returissue Polypropentråd	12µ transparent PE- film Vaxemulsion längs kanterna



Ver: 2013-03-11

**CELLCOMB I KARLSTAD AB**  
Kulinggatan 2, 652 21 Karlstad  
Tel: +46 54 7000 400  
www.cellcomb.com