



558000

Tork Dispenser Mini Centrummatad

Tork® Dispenser Mini Centrummatad i Elevation-design är en kompakt och mångsidig lösning för arbetsmiljöer där det är nödvändigt att kunna torka av både händer och ytor. Med den obegränsade utmatningsfunktionen kan användaren ta så mycket som behövs och torka av ytor snabbt. Elevation dispensrarna har en funktionell och modern design.

- Förbättrad total hygien tack vare enkel städning
- Mångsidig låsmekanism som förhindrar felaktig användning
- Lätt att använda med endast en hand
- Beröringsfri dispensering för flexibilitet och för att motverka smittspridning

558000

Tork Dispenser Mini Centrummatad

Produktdata

System

M1

Material

Plast

Längd

16.5 cm

Bredd

17.4 cm

Höjd

32.1 cm

Färg


Vit

Kompatibla produkter



100130

Tork
Avtorkningspapper
1-lager



101221

Tork
Avtorkningspapper
Plus



120123

Tork Basic Papper
1-lagers



140001

Tork Basic Papper
Centrummatad (1
lager)

Leveransdata

	Konsument-förpackning	Transport-förpackning	Pall
EAN	7322540349344	7322540349344	7322540371833
Förpacknings-material	Carton	Carton	
Antal	1	1	120
Bruttovikt	949 g	0.9 kg	113.88 kg
Höjd	339 mm	339 mm	1845 mm
Längd	175 mm	182 mm	1200 mm
Bredd	182 mm	175 mm	800 mm
Nettovikt	735 g	0.7 kg	88.2 kg
Volym	10.8 dm ³	10.8 dm ³	1.3 m ³