



559000

Tork Dispenser Centrummatad

Tork® Dispenser Centrummatad i Elevation design är en lösning med hög kapacitet för arbetsmiljöer där det är nödvändigt att kunna torka av både händer och ytor. Med den obegränsade utmatningsfunktionen kan användaren ta så mycket som behövs och torka av ytor snabbt. Elevation dispensrarna har en funktionell och modern design.

- Förbättrad total hygien tack vare enkel städning
- Mångsidig låsmekanism som förhindrar felaktig användning
- Lätt att använda med endast en hand
- Beröringsfri dispensering för flexibilitet och för att motverka smittspridning

559000

Tork Dispenser Centrummatad

Produktdata

| | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| System M2 | Material Plast | Längd 22.7 cm |
| Bredd 23.9 cm | Höjd 36 cm | Färg Vit |

Kompatibla produkter



100134
Tork
Avtorkningspapper
1-lager



101250
Tork
Avtorkningspapper
Plus



473329
Tork
Avtorkningspapper
Plus



120150
Tork Basic Papper
1-lagers



120145
Tork Basic Papper
1-lagers



140002
Tork Basic Papper
Centrummatad M2
(1-lags)

Leveransdata

| | Konsument-förpackning (CON) | Transport-förpackning (TRP) | Pall (PAL) |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| EAN | 7322540349382 | 7322540349382 | 7322540371864 |
| Förpacknings-material | Carton | Carton | |
| Antal | 1 | 1 (1 CON) | 75 (75 TRP) |
| Bruttovikt | 1647 g | 1.6 kg | 123.52 kg |
| Höjd | 379 mm | 379 mm | 2045 mm |
| Längd | 237 mm | 247 mm | 1200 mm |
| Bredd | 247 mm | 237 mm | 800 mm |
| Nettovikt | 1363 g | 1.4 kg | 102.22 kg |
| Volym | 22.19 dm ³ | 22.19 dm ³ | 1.66 m ³ |