



557000

Tork Dispenser Toalettpapper

Tork Dispenser Toalettpapper i Elevation-design passar perfekt för toalettutrymmen med låg besöksfrekvens. Den har plats för två vanliga toalettpappersrullar vilket minskar underhållstiden. Elevation-dispensrar har en funktionell och modern design som skapar ett bestående intryck hos dina besökare.

- Unik avrivningsfunktion gör den lätt att använda och minskar risken för att skära sig eller skrapar upp händerna
- Kompakt och utrymmessnål design som passar för mindre toalettutrymmen
- Stängd dispenser som skyddar toalettpappret för bättre hygien

557000

Tork Dispenser Toalettpapper

Produktdata

System

T4

Material

Plast

Längd

15.3 cm

Bredd

28.6 cm

Höjd

15.8 cm

Färg

Vit

Kompatibla produkter



110284
Tork Extra Långt
Toalettpapper
Advanced – 2-lagers
T4



110319
Tork Extra Mjukt
Toalettpapper –
Premium (3 lager)
T4



120261
Tork Extra Långt
Toalettpapper
Advanced – 2-lagers
T4



120460
Tork Toalettpapper –
2-lagers



120142
Tork Extra Långt
Toalettpapper



110219
Tork Mjukt
Toalettpapper – 2-lag

Leveransdata

	Konsument-förpackning (CON)	Transport-förpackning (TRP)	Pall (PAL)
EAN	7322540354898	7322540354904	7322540376371
Förpacknings-material	Carton	Carton	
Antal	1	8 (8 CON)	160 (20 TRP)
Bruttovikt	732 g	6.4 kg	128.14 kg
Höjd	167 mm	345 mm	1875 mm
Längd	166 mm	595 mm	1200 mm
Bredd	293 mm	344 mm	800 mm
Nettovikt	552 g	4.4 kg	88.32 kg
Volym	8.12 dm ³	70.61 dm ³	1.41 m ³