


Provox® LaryTube™

Provox LaryTube är en mjuk laryngektomikanyl i silikon. En viktig egenskap som särskiljer Provox LaryTube från traditionella laryngektomikanyler är att den kan användas för att fästa en Provox HME-kassett och/eller Provox FreeHands HME. För användning med eller utan röstventil.

Tillgänglig i tre versioner:

- Den fenestrerade versionen, avsedd att användas i kombination med en röstventil. Flera små fenestreringar är att föredra framför en enda stor för att förhindra fasthakning och oavsiktlig rubbning av röstventilen.
- Standardversionen, avsedd att användas för patienter utan röstventil eller i fall då anpassad fenestrering behövs, görs med hjälp av FenestrationPunch.
- Versionen LaryTube med ring, avsedd att användas i kombination med ett Provox plåster. Rekommenderas när en kanyl används endast under natten eller med Provox FreeHands HME som förstärkning av stomaförslutningen.



- Möjliggör omedelbar användning av en HME-kassett postoperativt.
- Passar med alla Provox HME-kassetter.
- Inget plåster krävs, vilket gör LaryTube lämpad för användare med känslig hud eller under strålbehandling.
- Upprätthåller ett öppet stoma hos patienter med stomatan som drar ihop sig.

För att individuellt kunna prova ut rätt längd och diameter finns Provox LaryTube Sizerkit. Innehåller steriliserbara och återanvändbara utprovningsexemplar.



| Provox LaryTube | Standard | ID | YD | L | REF | Fenestrated | ID | YD | L | REF | with Ring | ID | YD | L | REF | | | |
|---|----------|--|------|----|------|-------------|---|------|----|------|-----------|---|------|----|------|--|--|--|
| LaryTube 8/27 | | 9,5 | 12,0 | 27 | 7601 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | |
| LaryTube 8/36 | | 9,5 | 12,0 | 36 | 7602 | | 9,5 | 12,0 | 36 | 7637 | | 9,5 | 12,0 | 36 | 7624 | | | |
| LaryTube 8/55 | | 9,5 | 12,0 | 55 | 7603 | | 9,5 | 12,0 | 55 | 7638 | | 9,5 | 12,0 | 55 | 7625 | | | |
| LaryTube 9/27 | | 10,5 | 13,5 | 27 | 7605 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | |
| LaryTube 9/36 | | 10,5 | 13,5 | 36 | 7606 | | 10,5 | 13,5 | 36 | 7640 | | 10,5 | 13,5 | 36 | 7626 | | | |
| LaryTube 9/55 | | 10,5 | 13,5 | 55 | 7607 | | 10,5 | 13,5 | 55 | 7641 | | 10,5 | 13,5 | 55 | 7627 | | | |
| LaryTube 10/27 | | 12,0 | 15,0 | 27 | 7609 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | |
| LaryTube 10/36 | | 12,0 | 15,0 | 36 | 7610 | | 12,0 | 15,0 | 36 | 7643 | | 12,0 | 15,0 | 36 | 7628 | | | |
| LaryTube 10/55 | | 12,0 | 15,0 | 55 | 7611 | | 12,0 | 15,0 | 55 | 7644 | | 12,0 | 15,0 | 55 | 7629 | | | |
| LaryTube 12/27 | | 13,5 | 17,0 | 27 | 7613 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | |
| LaryTube 12/36 | | 13,5 | 17,0 | 36 | 7614 | | 13,5 | 17,0 | 36 | 7646 | | 13,5 | 17,0 | 36 | 7630 | | | |
| LaryTube 12/55 | | 13,5 | 17,0 | 55 | 7615 | | 13,5 | 17,0 | 55 | 7647 | | 13,5 | 17,0 | 55 | 7631 | | | |
| ID = innerdiameter, YD = ytterdiameter, L = längd (i mm). | | Provox LaryTube Standard innehåller: 5 st HiFlow kassetter (7241). | | | | | Provox LaryTube Fenestrated innehåller: 5 st HiFlow kassetter (7241) och 1 st Provox Brush (rengöringsborste) (7204). | | | | | Provox LaryTube med ring innehåller: 5 st HiFlow kassetter (7241) och 1 st Provox plåster, FlexiDerm oval (7254). | | | | | | |