

### Provox® LaryButton™

Provox LaryButton är en kort självhållande trakealkanyl av silikon.

Den upprätthåller trakeostomats öppning och passar med HME-kassetter och Provox FreeHands HME. Efter insättning ligger den kvar i sitt läge och bidrar även till att förhindra att trakeostomat drar ihop sig.

Den yttre delen av Provox LaryButton har vingor i vilka man vid behov kan fästa Provox LaryClip eller Provox TubeHolder för att förhindra oavsiktlig rubbning.



- Sitter ordentligt fast mot stomat och sluter tätt tack vare den koniska formen.
- Väl lämpad för patienter med ett hudveck som är jämnt placerat runt trakeostomats ytterkant (s.k. trakeostomaläpp).
- Fördelaktig för känsliga stoman, på grund av det mjuka silikonet och den atraumatiska formen.
- Kompatibel del av Provox-systemet.



För att individuellt kunna prova ut rätt längd och diameter finns Provox LaryButton Sizerkit. Innehåller steriliserbara och återanvändbara utprovningsexemplar.

<b>Provox LaryButton</b>	<b>YD</b>	<b>L</b>	<b>REF</b>
Provox LaryButton 12/8	12	8	7671
Provox LaryButton 14/8	14	8	7672
Provox LaryButton 16/8	16	8	7673
Provox LaryButton 18/8	18	8	7674
Provox LaryButton 12/18	12	18	7685
Provox LaryButton 14/18	14	18	7686
Provox LaryButton 16/18	16	18	7687