

Thomas Tubhållare

Den unika designen av Thomas Tubhållare håller effektivt Endotrakealtuber, Combituber och Larynxmasker på plats och ger en säker och bekväm vård till patienten. Lösningen när du tröttnat på tejp som inte fastnar där den ska.

Thomas Tubhållare säkrar tuben på plats genom en snabbskruv som också ger snabb borttagning utan att tejp behöver användas.

Den har ett bitblock som skyddar både tuben och patienten.

Ett brett Velcrobånd håller fast hållaren även om det är vått.



Thomas Tubhållare - ett nytt sätt att fästa tuben.

Produkt	Art nr
Thomas Tubhållare, vuxen	600-10000
Thomas Tubhållare, barn	600-20000
Thomas Tubhållare, vuxen grön	600-30000

Thomas Tubhållare tillverkas av Laerdal Medical.

