

Product Data Sheet


Förrådsback/Plastback 28L

REF

6704.000.400/1989343

Version: 29.04.2013, rev.1

Tryckt: 22.7.2013

REF	Storlek	
6704.000.400/1989343	40x30x28,5cm 28 L	
Material:		
Egenskaper:	Slitstark, miljögodkänd plastback, idealisk för transport förvaring och tillagning av råvaror. Tack vare sina mjuka former är den lätt att rengöra. Finns i flertalet färger. Skjutlock i plast finns att tillgå. Mått: 400x300x285 mm.	
Steril produkt:	Nej	
Hållbarhetstid:		
MBA/st:	1	
Avdelningsförpackning/st:	1	
Transportlåda/st:		