




## Sanifix Standard utan ben

Byxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med extra elastisk som håller skyddet på plats. Färgkodad. Kan tvättas upp till 25 ggr. Bra passform och god elasticitet. Noggrann utprovning av storlek är viktig för byxans funktion.



Sanicare art nr	3945	4045	4145	4245	4345	4445	4545	4645	4745
Antal produkter /förpackning, st	25								
Vikt per produkt, g	8	9	10	11	12	13	14	17	20
Färgkod	Svart	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila	Vit
Storlek	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Midjemått i cm	35-75	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140	120-160	140-170
Lårvidd, cm	27-40	30-45	35-50	40-55	45-60	55-70	65-80	75-90	85-100
Material	90 % Polyester, 10 % elastik								
Latexfri	Ja								
Krympning	5 %								
Tvättråd	60 grader. Kan torktumlas på låg värme. Ej blekmedel.								



### Miljö



Öko-Tex märket innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.