

PRODUKTBLAD

Urinpåhängare Henro-Tek Produktinformation

Urinpåhängare avsedd för upphängning av urinpåse på säng. Blå hängare har rund krok och är avsedd att hänga på säng med runda rör. Den gröna hängaren har kantig krok för att passa sängar med fyrkantiga rör.



- består av en krok och en hållare
- är testad med 2000 ml vätska i 24h utan kvalitetsförändring.
- kan autoklaveras i upp till 127°C.
- Material: polyamid 6
- Vikt: 28g
- Höjd: 11cm
- Bredd 18cm
- CE-märkt
- Producerad i Danmark

Lev. Artnr	Artikel	Färg	Avdfp förp	Trpfp förp
13048/13092	Hängare för runda rör	blå	1	50
13047/13093	Hängare för kantiga rör	grön	1	50

