



## **METALLSUG MED TRANSPARENT HANDTAG TYP BRONKOSKOPI**

- Bronkoskopi- och Esofagoskopisugar för vuxna och barn
- För rak/stel skopi
- Engångssugar i olika längder
- Nytt handtag för enklare hantering med vakuump kontroll
- Sterilt 1-styck förpackade i peel pack
- Steriliseringsmetod EO
- Framtagna tillsammans med läkare från kliniker i Skandinavien
- Medicinskt rostfritt stål, handtag av PMMA (plexiglas)



Artikelnr.	mm	Avd./Trpt. fp
6061616232VC	2,0 x 300	10/90
6061616233VC	3,0 x 300	10/90
6061616234VC	4,0 x 300	10/90
6061616242VC	2,0 x 400	10/90
6061616243VC	3,0 x 400	10/90
6061616244VC	4,0 x 400	10/90
6061616252VC	2,0 x 500	10/90
6061616253VC	3,0 x 500	10/90
6061616254VC	4,0 x 500	10/90
6061616262VC	2,0 x 550	10/90
6061616263VC	3,0 x 550	10/90
6061616264VC	4,0 x 550	10/90

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning