

PRODUKTINFORMATION-TRAKEOSTOMIKANYLSET



PVC, BLUE LINE ULTRA® SUCTIONAID

- Med sugkanal som mynnar i stort hål ovan kuff för att underlätta aspiration av sekret
- Klar sugkanal med blå ventil och skyddshatt
- Termosensitivt PVC
- Röntgentät
- 15 mm ISO standard konnektor
- 105 ° cirkelformad kurvatur
- Klar, mjuk, flexibel krage med storleksbeteckning
- Soft Seal® högvolum lågtryckskuff
- Pilotballongen är tydligt märkt med kanylstorlek samt kuffens vilodiameter
- Avfasade kanter vid kanylens ände
- Violet färgad låsbar obturator med innerlumen för ledare
- Kan användas med och utan innerkanyl

*Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.

Benämning	Storlek (mm)	Art nr	Avdfp/st
Trakeostomikanylset BLU Suctionaid	6,0	100/870/060	1
Trakeostomikanylset BLU Suctionaid	7,0	100/870/070	1
Trakeostomikanylset BLU Suctionaid	7,5	100/870/075	1
Trakeostomikanylset BLU Suctionaid	8,0	100/870/080	1
Trakeostomikanylset BLU Suctionaid	9,0	100/870/090	1
Trakeostomikanylset BLU Suctionaid	10,0	100/870/100	1

Setets innehåll:

- 1 st trakeostomikanyl
- 2 st innerkanyler
- 1 st nackband
- 1 st rengöringsborste till innerkanyl
- 1 st obturator

Smiths Medical Sverige AB
Box 1143, 164 22 Kista
Tlf. 08 - 594 772 50
Fax. 08 - 594 772 69
info.sweden@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com