

PRODUKTINFORMATION

TRAKEALKANYL KIT BLUE LINE ULTRA

TRAKEALKANYL, BLUE LINE ULTRA SUCTIONAID MED SOFT SEAL KUFF

- Med sugkanal som mynnar i stort hål ovan kuff för att underlätta aspiration av sekret
- Termosensitiv PVC ger en kanyl som anpassar sig till patientens anatomi
- Pilotballongen är tydligt märkt med kanylstorlek samt kuffdiameter och har ventil med skyddshatt
- Klar, mjuk, flexibel krage med storleksbeteckning
- 105°cirkelformad kurvatur för användande av innerkanyl
- Mjuk formbar högvolym-/lågtryckskuff
- Distalt fasad kanylände för slät övergång till obturator
- Violettt färgad låsbar obturator med innerlumen för ledare
- Röntgentät
- MR Kompatibel *

- Latexfri
- CE märkt
- Engångs
- Steriliseringsmetod EO

Innehåll:

- 1 st trakealkanyl
- 2 st innerkanyler
- 1 st nackband
- 1 st rengöringsborste till innerkanyl
- 1 st obturator



PORTEX®

* Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.

Benämning	Vårt Art nr	Enhet	Avdfp	Trpf
Trakealkanyl m lågtryckscuff, sugkanal, 6,0 mm	100/870/060	st	1	1
Trakealkanyl m lågtryckscuff, sugkanal, 7,0 mm	100/870/070	st	1	1
Trakealkanyl m lågtryckscuff, sugkanal, 7,5 mm	100/870/075	st	1	1
Trakealkanyl m lågtryckscuff, sugkanal, 8,0 mm	100/870/080	st	1	1
Trakealkanyl m lågtryckscuff, sugkanal, 9,0 mm	100/870/090	st	1	1
Trakealkanyl m lågtryckscuff, sugkanal, 10,0 mm	100/870/100	st	1	1