


Skalpell 9602

Skalpell för precisa snitt vid skalpblodprov.
Med speciell slipning för lätt penetrering av
skalp Tillverkad i rostfritt stål och miljövänlig
plast. Passar ihop med hållare för skalpell
art. nr. 9603

- Steril
- Med skyddshuv som avlägsnas innan användning

Skalpell 9602



Material

- Polyeten HD
- Rostfritt stål


Vikt

- Detalj: 0,8 g
- Avdelningsförpackning: 80 g
- Transportförpackning: 1 kg


Förpackning

- Avdelningsförpackning: 100 st
- Transportförpackning: 1200 st

Avdelningsförpackning



Transportförpackning



30-9602-001-190925

Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments

