

Ascendia MedTech AB introducerar  
en **helt ny teknik** inom ultraljudsskydd:

# Runda sömmar

Inga luftbubblor

Inga sömmar  
med öron

Detta är  
TopFit®

Inga sömmar  
som stör bilden

Detta är  
ett vanligt  
skydd

## TopFit® Sterila Ultraljuds- skydd

### Fördelarna med TopFit®

- Första ultraljudsskyddet med en cirkulärt formad söm – patentansökt.
- Mindre bildstörningar.
- Inga öron – mindre risk för att sticka hål i ultraljudsskyddet med biopsinålen.
- Skräddarsytt skydd för bästa möjliga passform tillsammans med minimal söm minskar risken för luftbubblor och läckage.
- Tillverkat i mjukt och följsamt latexfritt material.



# TopFit® Sterila Ultraljudsskydd

## Fyrkantighet tillhör det förflutna

detta är det nya



detta är det gamla



Ultraljudsskydd med så kallad tredimensionell topp har blivit standard för latexfria ultraljudsskydd. Detta trots att de mest använda ultraljudsgivarna inte riktigt har denna form...

En av nackdelarna med de tredimensionella skydden är deras mekaniska egenskaper, vilka leder till en dålig passform över ultraljudsgivaren, som i sin tur leder till att luftbubblor kan störa bildkvaliteten. Den traditionella placeringen av sömmen skapar också svets sömmar som kan orsaka bildstörningar samt ökar risken för att biopsinålen gör hål i skyddet.

Ascendias utvecklingsavdelning har nu tagit fram en logisk och innovativ lösning: AllTime™ UltraFit®, ultraljudsskyddet med en cirkulärt format söm. Med optimerade bildegenskaper och användarvänlighet. Och där ingen justering av givaren mot ultraljudsskyddet behövs, eftersom själva skyddet är runt format - precis som givaren.

### Ascendia. Bättre resultat genom bättre design.

Ascendia MedTech AB har sedan starten 1985 verkat inom ultraljud med produkter som har innovativ design och material för att förbättra användarvänlighet och bildkvalitet. Ett bra exempel är vårt ultraljudsskydd som tack vare sin unika passform möjliggör en säker och optimal procedur.

Distribueras av:

### Dimensioner och typer av ultraljudsgivare

#### Medium/Large Linear/Curved


Artikelnummer: 105-7324 Bredd: 10,2 cm, Längd 61 cm  
Artikelnummer: 106-7324 Bredd: 10,2 cm, Längd 91,5 cm  
Artikelnummer: 107-7324 Bredd: 10,2 cm, Längd 122 cm  
Artikelnummer: 108-7324 Bredd: 10,2 cm, Längd 147 cm  
Artikelnummer: 109-7324 Bredd: 10,2 cm, Längd 244 cm  
Artikelnummer: 105-7424 Bredd: 8,9 cm, Längd 61 cm  
Artikelnummer: 106-7424 Bredd: 8,9 cm, Längd 91,5 cm



Den cirkulära formen gör att detta ultraljudsskydd också lämpar sig utmärkt för de flesta av de vanligast förekommande intrakavitetsgivare som finns på marknaden.

#### Medium Curved

Artikelnummer: 105-7524 Bredd: 14 cm, Längd 61 cm  
Artikelnummer: 106-7524 Bredd: 14 cm, Längd 91,5 cm  
Artikelnummer: 107-7524 Bredd: 14 cm, Längd 122 cm  
Artikelnummer: 108-7524 Bredd: 14 cm, Längd 147 cm  
Artikelnummer: 109-7524 Bredd: 14 cm, Längd 244 cm



### Innehåll

24 procedurer per box, där varje procedur innehåller:

- 1 st TopFit® ultraljudsskydd
- 1 st Safe Scan steril gel
- 2 st tape, icke latex
- 2 st gummiband, icke latex

Artikelnummer 109-7324 samt artikelnummer 109-7524 innehåller 12 procedurer per box.



ASCENDIA MEDTECH AB  
Finlandsgatan 18 • SE-16474 Kista • SWEDEN  
Tel 08-444 5400 • Fax 08-623 0972  
Email: info@amedic.se  
www.amedic.se