

## evercare<sup>®</sup> Självhäftande kirurgiskt förband, sterilt

REF: 4605, 4610, 4615, 4620, 4625, 4630, 4635

evercare<sup>®</sup> Självhäftande kirurgiskt förband, sterilt, används för kirurgisk sårbehandling och absorption av sårvätska. Den absorberande dynan har ett semipermeabelt nät som absorberar stora mängder sårvätska samtidigt som förbandet har icke-vidhäftande egenskaper. Hög retentionsförmåga gör att sårvätskan hålls kvar inuti den absorberande dynan även under yttre tryck. Förbandet släpper igenom luft och fukt. Den kan enkelt appliceras på koniska och runda delar av patientens kropp.

### Egenskaper

- ▶ Mjukt och flexibelt
- ▶ Hög andningsförmåga
- ▶ För lätt till måttligt vätskande sår
- ▶ Akrylbaserat lim
- ▶ Lättanvänd påse
- ▶ Vattenavvisande nonwoven-material




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
4605	Självhäftande kirurgiskt förband med dyna, sterilt	5 x 7 cm; dyna 2,5x4 cm	50 / 2400
4610	Självhäftande kirurgiskt förband med dyna, sterilt	10x10cm; dyna 5x5 cm	50 / 1200
4615	Självhäftande kirurgiskt förband med dyna, sterilt	10x15cm; dyna 5x11 cm	50 / 600
4620	Självhäftande kirurgiskt förband med dyna, sterilt	10x20cm; dyna 5x15,5 cm	30 / 360
4625	Självhäftande kirurgiskt förband med dyna, sterilt	10x25cm; dyna 5x20 cm	30 / 360
4630	Självhäftande kirurgiskt förband med dyna, sterilt	10x30 cm; dyna 5x25 cm	30 / 360
4635	Självhäftande kirurgiskt förband med dyna, sterilt	10x35cm; dyna 5x30 cm	30 / 360

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10  
EN ISO 10993-11

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135, EN ISO 11737-1, EN 13726-2

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Transportlager	100 % polyester, nonwoven spunlace, vattenavvisande, vit
Beläggning	Tryckkänsligt lim, värmehärdande akryllösningpolymer, latexfri
Absorberande dyna	70 % viskos, 30 % polyester och icke-vidhäftande porös PE-film, vit
Skyddspapper	Bestruket papper, vitt

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	3 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PP/PE film	4605: 72 x 113 4610: 135 x 160 4615: 135 x 220 4620: 135 x 262 4625: 135 x 313 4630: 135 x 361 4635: 135 x 413
<b>Dispensförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4605: 74 x 95 x 115 4610: 95 x 140 x 165 4615: 95 x 140 x 225 4620: 65 x 140 x 265 4625: 65 x 140 x 316 4630: 65 x 140 x 365 4635: 65 x 140 x 415
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4605: 320 x 600 x 260 4610: 300 x 600 x 360 4615: 300 x 600 x 240 4620: 285 x 440 x 285 4625: 285 x 440 x 335 4630: 285 x 440 x 385 4635: 285 x 440 x 435
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
4605	06438129113891	06438129313895	06438129513899
4610	06438129113907	06438129313901	06438129513905
4615	06438129113914	06438129313918	06438129513912
4620	06438129113921	06438129313925	06438129513929
4625	06438129113938	06438129313932	06438129513936
4630	06438129113945	06438129313949	06438129513943
4635	06438129113952	06438129313956	06438129513950

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.