

evercare[®] Absorberande, vattentätt självhäftande förband, sterilt

REF: 4655, 4657, 4660, 4665, 4670, 4675, 4680, 4685

evercare[®] Absorberande självhäftande förband, sterilt, används för kirurgisk sårbehandling och absorption av sårvätska. Den absorberande dynan har ett semipermeabelt nät som absorberar stora mängder sårvätska samtidigt som förbandet har icke-vidhäftande egenskaper. Hög retentionsförmåga gör att sårvätskan hålls kvar inuti den absorberande dynan även under yttre tryck. Förbandet släpper igenom luft och fukt. Den kan enkelt appliceras på koniska och runda delar av patientens kropp. PU-folien är semipermeabel och skyddar mot fukt och kontaminering.

Egenskaper


- ▶ Mjukt och flexibelt
- ▶ Hög andningsförmåga
- ▶ För lätt till måttligt vätskande sår
- ▶ Akrylbaserat lim
- ▶ Lättanvänd påse
- ▶ Nonwoven-material täckt av PU-folie
- ▶ Duschbart



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
4655	Absorberande vattentätt självhäftande förband med dyna, sterilt	5 x 7 cm; dyna 2,5x4 cm	50 / 2400
4657	Absorberande vattentätt självhäftande förband med dyna, sterilt	10x6cm; dyna 5x3 cm	50 / 1600
4660	Absorberande vattentätt självhäftande förband med dyna, sterilt	10x10cm; dyna 4,5x4,5 cm	50 / 1200
4665	Absorberande vattentätt självhäftande förband med dyna, sterilt	10x15cm; dyna 5x11 cm	50 / 600
4670	Absorberande vattentätt självhäftande förband med dyna, sterilt	10x20cm; dyna 5x15,5 cm	30 / 360
4675	Absorberande vattentätt självhäftande förband med dyna, sterilt	10x25cm; dyna 5x20 cm	30 / 360
4680	Absorberande vattentätt självhäftande förband med dyna, sterilt	10x30 cm; dyna 5x25 cm	30 / 360
4685	Absorberande vattentätt självhäftande förband med dyna, sterilt	10x35cm; dyna 5x30 cm	30 / 360

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135:2014/A1:2019, EN ISO 11737-1, EN 13726-2

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Transportlager	PU som andas och är vattentät + 100 % nonwoven-polyester, vattenavvisande, vit
Beläggning	Tryckkänsligt lim, värmehärdande akryllösningspolymer, latexfri
Absorberande dyna	70 % viskos, 30 % polyester och icke-vidhäftande porös PE-film, vit
Skyddspapper	Bestruket papper, vitt

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	3 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PP/PE film	4655: 72 x 113 4657: 135 x 124 4660: 135 x 160 4665: 135 x 220 4670: 135 x 262 4675: 135 x 313 4680: 135 x 361 4685: 135 x 413
Dispensförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4655: 95 x 74 x 115 4657: 140 x 95 x 130 4660: 140 x 95 x 165 4665: 140 x 95 x 225 4670: 140 x 65 x 265 4675: 140 x 65 x 316 4680: 140 x 65 x 365 4685: 140 x 65 x 415
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4655: 320 x 600 x 260 4657: 400 x 600 x 280 4660: 300 x 600 x 360 4665: 600 x 300 x 360 4670: 285 x 440 x 285 4675: 285 x 440 x 335 4680: 285 x 440 x 385 4685: 285 x 440 x 415
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensersförpackning	Transportförpackning
4655	06438129115383	06438129315387	06438129515381
4657	06438129118568	06438129318562	06438129518566
4660	06438129115390	06438129315394	06438129515398
4665	06438129115406	06438129315400	06438129515404
4670	06438129115413	06438129315417	06438129515411
4675	06438129115420	06438129315424	06438129515428
4680	06438129115437	06438129315431	06438129515435
4685	06438129115444	06438129315448	06438129515442

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.