

## evercare® Transparent förband med absorberande dyna, sterilt

REF: 4755, 4760

evercare® Transparent förband med absorberande dyna, sterilt, används för kirurgisk sårbehandling och absorption av sårvätska. Den absorberande dynan har ett semipermeabelt nät som absorberar stora mängder sårvätska samtidigt som förbandet har icke-vidhäftande egenskaper. Hög retentionsförmåga gör att sårvätskan hålls kvar inuti den absorberande dynan även under yttre tryck. Förbandet släpper igenom luft och fukt. Den kan enkelt appliceras på koniska och runda delar av patientens kropp. Den transparenta PU-folien är semipermeabel och skyddar mot fukt och kontaminering. Eftersom förbandet är transparent kan sårområdet inspekteras utan att förbandet behöver tas bort.

## Egenskaper

- ▶ Mjukt och flexibelt
- ▶ Hög andningsförmåga
- ▶ För lätt till måttligt vätskande sår
- ▶ Akrylbaserat lim
- ▶ Lättanvänd påse
- ▶ Elastisk transparent semipermeabel PU-folie
- ▶ Duschbart




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
4755	Transparent förband med absorberande dyna, sterilt	6x7cm; dyna 3x4,1 cm	50 / 200
4760	Transparent förband med absorberande dyna, sterilt	10 x 12 cm; dyna 4,5x6 cm	25 / 100

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10  
EN ISO 10993-11

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135, EN ISO 11737-1, EN 13726-2

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Transportlager	Transparent PU-film som andas
Beläggning	Polyakrylathäfta, latexfri
Absorberande dyna	Nonwoven 70 % viskos, 30 % polyester och icke vidhäftande porös PE-film
Skyddspapper	Bestruket papper, vitt

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	3 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PP/PE film	4755: 91 x 154 4760: 127 x 214
<b>Dispensförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4755: 65 x 95 x 160 4760: 35 x 130 x 220
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4755: 145 x 205 x 180 4760: 235 x 160 x 150
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
4755	06438129114201	06438129314205	06438129514209
4760	06438129114218	06438129314212	06438129514216

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.